

Pro-ophta® Augenstäbchen Tupfer



Anwendungsbereiche

- zum Aufsaugen, Abtupfen, Entfernen von Fremdkörpern, Fixierung und Halten (gewebeschonendes Präparieren)
- zum Einsatz bei ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffen in der Ophthalmologie

Eigenschaften

- hohe Saugfähigkeit
- gute Kapillarwirkung
- hohe Ansauggeschwindigkeit
- erhalten die zum Tupfen und Präparieren erforderliche Festigkeit
- auf beiden Seiten schräg zuge schnitten

Produktzusammensetzung

hochsaugfähiges weißes Vlies, auf Stäbchenstärke gerollt mit einer saugfähigen Umhüllung stabilisiert: 100 % Zellulose

Pro-ophta® Augenstäbchen

Abmessungen (mm)	Ø (mm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
unsteril, à 500 Stück verpackt					
64 x 5	5	SA40-16515	01097705	500/25000	PB, SSB
steril, 20-stückweise eingesiegelt					
64 x 5	5	SA40-16516	01890734	400/1600	PB, SSB