

Pro-ophta® Augenverband S



Als elastischer Uhrglasverband mit einer transparenten, gewölbten runden Scheibe wird der **Pro-ophta® Augenverband S** bevorzugt nach Ptosisoperationen eingesetzt sowie bei Lagophthalmus und Fazialisparese. Die Scheibe ist transparent und formstabil. Dadurch kann sie zum Beispiel nach Nachlassen der Narkose das nicht operierte Auge unterstützen. Auch zur Behandlung des Sicca-Syndroms kommt der Augenverband S zum Einsatz. Durch zwei Scheibengrößen wird der **Pro-ophta® Augenverband S** unterschiedlichen Gesichtsformen gerecht.

Hersteller: Lohmann & Rauscher
Produktzusammensetzung: Querelastisches Gewebe, hautfarben, 70 % Viskose, 30 % Polyamid
 Klarsichtscheibe: transparentes Polycarbonat, hautfreundlicher Polyacrylatkleber

Eigenschaften:

- lichtdurchlässige, formstabile, bruchfeste Scheibe
- regelmäßige Kontrolle des Auges wird gewährleistet
- Applikation von Pharmaka ist möglich
- hautfreundlicher Kleber, geeignet für Langzeittherapie
- schnell applizierbar
- in 2 Scheibengrößen erhältlich

Anwendungsbereiche:

- nach Ptosisoperationen
- bei Lagophthalmus
- bei Fazialisparese
- bei Sicca-Syndrom



Artikelnummer:	Abmessungen	Ø	Höhe Wölbung	PZN (D):	VE (Stück):
unsteril, einzeln versiegelt					
SA40-34240	10 x 7,2 cm	4,6 cm	0,6 cm	07202161	1/5/200
SA40-34243	11,4 x 7,8 cm	5,1 cm	0,8 cm	07202184	1/5/120

Pro-ophta® Augenverband D



Insbesondere zur Abdeckung des Auges in der Nacht und für lichtempfindliche Patienten eignet sich der **Pro-ophta® Augenverband D** mit einem lichtundurchlässigen Uhrglas. Der gewölbte Augendeckel schützt das Auge zuverlässig nach einer Ptoisoperation sowie bei Fazialisparese und Lagophthalmus. Außerdem kommt der **Pro-ophta® Augenverband D** bei einer medikamentösen Behandlung des trockenen Auges infrage.

Hersteller: Lohmann & Rauscher

Produktzusammensetzung: Querelastisches Gewebe, hautfarben, 70 % Viskose, 30 % Polyamid; lichtundurchlässiger Deckel, Polycarbonat, schwarz, hautfreundlicher Polyacrylatkleber

Eigenschaften:

- lichtdurchlässige, formstabile, bruchfeste Scheibe
- geeignet für Langzeittherapie
- fixiert zuverlässig
- schnell applizierbar

Anwendungsbereiche:

- Zum Schutz des Auges nach Ptoisoperationen bei Lagophthalmus bei Fazialisparese bei Sicca-Syndrom
- Zum Abdecken des Auges während der Nacht
- besonders geeignet für lichtempfindliche Patienten



Artikelnummer:	Abmessungen	Ø	Höhe Wölbung	PZN (D):	VE (Stück):
unsteril, einzeln versiegelt SA40-34225	10 x 7,2 cm	4,6 cm	0,6 cm	07202209	1/5/200

Pro-ophta® Augenverband K



Schnell und bequem applizierbar ist der saugfähige **Pro-ophta® Augenverband K**. Er wird vielfältig eingesetzt, wie zum Beispiel als Schutz nach ophthalmochirurgischen Eingriffen oder zur Applikation von Pharmaka am Auge. Dank seiner eingearbeiteten Watte-Mull-Kompresse eignet er sich zudem sehr gut zur Ruhigstellung des Augenlides. Auch außerhalb der Ophthalmologie findet der **Pro-ophta® Augenverband K** Verwendung im intraoperativen Einsatz zum Schutz des Auges, zum Beispiel bei Operationen in Bauchlage und während neurochirurgischer Eingriffe am Schädel, um die Augen vor eindringender Flüssigkeit zu schützen.

Hersteller:	Lohmann & Rauscher
Produktzusammensetzung:	Querelastisches Gewebe, hautfarben: 70 % Viskose, 30 % Polyamid Watte/Mull: 100 % Baumwolle Netzschlauch: 100 % Viskose, hautfreundlicher Polyacrylatkleber

Eigenschaften:

- passt sich der Gesichtskontur gut an
- der hautverträgliche Kleber fixiert zuverlässig, auch bei Langzeittherapie
- lässt sich leicht und rückstandsarm lösen
- schnell und bequem applizierbar
- hohe Saugfähigkeit

Anwendungsbereiche:

- zur Versorgung von Verletzungen am äußeren Auge
- zur Ruhigstellung des Augenlids
- zum Schutz der Augen vor Verletzungen bei Operationen in Bauchlage



Artikelnummer:	Abmessungen	PZN (D):	VE (Stück):
unsteril, einzeln versiegelt SA40-34104	11,4 x 7,8 cm	07202155	50/600