

# Pro-ophta® Keiltupfer



Die **Pro-ophta® Keiltupfer** rundet die Produktgruppe der ophthalmologischen Tupfer ab. Durch das Material — Polyvinylalkohol — kann er bis zum 15fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen. Zum Abtupfen von Restflüssigkeit und zum Glattstreichen der vorderen Hornhautlamelle, beispielsweise am Ende einer Lasikoperation, findet er ebenso Verwendung wie bei der Trabekulektomie und bei auftretenden Komplikationen im Rahmen einer Vitrektomie. Bei ophthalmologischen oder mikrochirurgischen Eingriffen wird der **Pro-ophta® Keiltupfer** in Pinzetten oder Tupferklemmen eingespannt und so zur Flüssigkeitsaufnahme eingesetzt. Das partikelarme und biokompatible Material minimiert das Fremdkörpergefühl am Auge.

---

## Pro-ophta® Lanzett-Stieftupfer

**Hersteller:** Lohmann & Rauscher

**Produktzusammensetzung:** 100 % Polyvinylalkohol

**Eigenschaften:**

- nimmt bis zum 15-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeiten auf
- sehr partikelarm, auch nach partiellem Zuschnitt des Produktes
- verursacht nur geringes Fremdkörpergefühl
- werden in Pinzetten und Tupferklemmen eingespannt

**Anwendungsbereiche:**

- werden zur Flüssigkeitsaufnahme und zum Präparieren bei ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffen eingesetzt
- gezieltes Applizieren von Pharmaka

---

<b>Artikelnummer:</b>	<b>PZN (D):</b>	<b>VE (Stück):</b>
SA40-14915	02173006	200/4800

---