



Die **Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer** sind aus hochsaugfähigem Polyvinylalkohol und können bis zum 15fachen ihres Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen.

Bewährt haben sie sich beispielsweise bei der Trabekulektomie. Auch bei eintretenden Komplikationen, etwa bei vermutetem Glaskörperaustritt im Rahmen einer Vitrektomie, sind die Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer hervorragend geeignete Hilfsmittel. Das Material ist sehr partikelarm, biokompatibel und minimiert das Fremdkörpergefühl am Auge.

Die hohe Saugfähigkeit der Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer kann sich der Anwender auch zur gezielten Applikation von Pharmaka auf die Bindehaut zunutze machen: Hierzu wird einfach das vordere Stück des Dreieckstupfers abgeschnitten. Der Tupfer saugt sich mit dem ausgewählten Medikament voll und bringt dieses dann gezielt auf die gewünschte Stelle auf. Nach etwa einer Minute Einwirkzeit wird der Tupfer wieder entfernt.

Auch im Rahmen mikrochirurgischer Eingriffe außerhalb der Ophthalmologie haben sich Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer bewährt.

---

## Pro-ophta® Lanzett-Stieftupfer

**Hersteller:** Lohmann & Rauscher

**Produktzusammensetzung:** Spitze: 100 % Polyvinylalkohol; Stiel: Polypropylen

### Eigenschaften:

- nimmt bis zum 15-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeiten auf
- sehr partikelarm, auch nach partiellem Zuschnitt des Produktes
- verursacht nur geringes Fremdkörpergefühl

### Anwendungsbereiche:

- werden zur Flüssigkeitsaufnahme und zum Präparieren bei ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffen eingesetzt
- gezieltes Applizieren von Pharmaka

---

<b>Artikelnummer:</b>	<b>PZN (D):</b>	<b>VE (Stück):</b>
SA40-14917	02173029	180/2160

---