

Pro-ophta® Stäbchen



Speziell für ophthalmochirurgische Eingriffe entwickelt, überzeugen die **Pro-ophta® Stäbchen** mit guter Kapillarwirkung und hoher Ansauggeschwindigkeit als chirurgische Tupfer.

Ohne auf die notwendige Festigkeit zu verzichten, besitzen die Stäbchen eine hohe Saugfähigkeit.

Pro-ophta® Stäbchen sind an den Enden schräg zugeschnitten. Ihr Material macht sie gewebeschonend: Sie bestehen aus Viskosevliesstoff und haben eine saugfähige Umhüllung aus Zellulose.

Insbesondere in der Lidchirurgie (Entropium und Ektropium) und bei Augenmuskeloperationen im Rahmen des Strabismus hat sich die Verwendung der **Pro-ophta® Stäbchen** bewährt.

Aufgrund ihrer Eigenschaften kommen **Pro-ophta® Stäbchen** in der Mikrochirurgie erfolgreich zum Einsatz.

Pro-ophta® Lanzett-Stieftupfer

Hersteller: Lohmann & Rauscher

Produktzusammensetzung: hochsaugfähiges weißes Vlies, auf Stäbchenstärke gerollt mit einer saugfähigen Umhüllung stabilisiert: 100 % Zellulose

Eigenschaften:

- hohe Saugfähigkeit
- gute Kapillarwirkung
- hohe Ansauggeschwindigkeit
- erhalten die zum Tupfen und Präparieren erforderliche Festigkeit
- auf beiden Seiten schräg zugeschnitten

Anwendungsbereiche:

- zum Aufsaugen, Abtupfen, Entfernen von Fremdkörpern, Fixierung und Halten (gewebeschonendes Präparieren)
- zum Einsatz bei ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffen in der Ophthalmologie

Artikelnummer:	PZN (D):	VE (Stück):
unsteril à 500 Stück verpackt		
SA40-16515	01097705	500/25000
steril, à 20 Stück eingesiegelt		
SA40-16516	01890734	400/1600
