

## „EasyTon Plus“ Premium Einweg-Messkörper



Artikelnummer: SA22-100401

### „EasyTon plus“: Standard Einweg-Messprismen für Applanationstonometer von EasyOpht

„EasyTon Plus“ Einweg Messkörper für Applanationstonometer ermöglichen ein unkompliziertes und hygienisches Austauschen des Tonometeraufsatzes. Die Messkörper sind einzeln steril verpackt und zur einmaligen Verwendung konzipiert.

Verpackungseinheit: 100 Stück – Günstige Rabattpreise ab 10 Packungen.

#### Produktmerkmale:

- praktisch und zeitsparend
- einfach und hygienisch
- einmal verwendbar
- einzeln steril verpackt
- sicher in der Anwendung

#### passend für folgende Tonometer-Modelle:

##### Hersteller:

C.S.O.

Haag-Streit

Kowa

##### Modellnummer:

Z-800 / A-900 / F-900

AT-870 / AT-900 / R-900

HA-2