

„EasyTon Plus“ Einweg-Messkörper



Artikelnummer: SA22-100401

„EasyTon plus“: Standard Einweg-Messprismen für Applanationstonometer von EasyOpht

„EasyTon Plus“ Einweg Messkörper für Applanationstonometer ermöglichen ein unkompliziertes und hygienisches Austauschen des Tonometeraufsatzes. Die Messkörper sind einzeln steril verpackt und zur einmaligen Verwendung konzipiert.

Verpackungseinheit: 100 Stück – Günstige Rabattpreise ab 10 Packungen.

Produktmerkmale:

- praktisch und zeitsparend
- einfach und hygienisch
- einmal verwendbar
- einzeln steril verpackt
- sicher in der Anwendung

passend für alle Applanations-Tonometer-Modelle nach Goldmann, z.B.:

Hersteller:

C.S.O.
Haag-Streit
Kowa

Modellnummer:

Z-800 / A-900 / F-900
AT-870 / AT-900 / R-900
HA-2