

AVISC[®] Viskoelastika

Native Hyaluronsäure aus Hahnenkamm




Der viscoelastische Klassiker gilt als perfektes »Allround-Genie«.

- ▶ hohe Viskosität für optimale Vorderkammer-Stabilität
- ▶ hoher Schutz des Hornhautendothels
- ▶ einfache und kontrollierte Injektion
- ▶ leicht entfernbar

AVISC [®] 1,0 %	native Hyaluronsäure aus Hahnenkamm
Natriumhyaluronat	10 mg/ml
Molekulargewicht [Mio. Dalton]	5
Viskosität* [mPas]	ca. 1 Mio.
Lagerung [°C]	2° – 25°
Volumen in ml (Spritze)	0,55 ml, PZN 9460482 0,85 ml, PZN 9460476
Haltbarkeit [Monate]	36
Verpackungseinheit	1 sterile Fertigspritze, 27-G-Kanüle

AVISC plus[®] Viskoelastika

Native Hyaluronsäure aus Hahnenkamm



Das hochvisköse Hyaluronat steht für maximale Vorderkammertiefe und Stabilität.

- ▶ sehr hohe Viskosität für maximale Vorderkammertiefe und -Stabilität
- ▶ erleichterte Kapsulorhexis und IOL-Implantation
- ▶ für spezielle Fälle/Komplikationen, refraktive IOL
- ▶ leicht entfernbar

AVISC [®] plus 1,4 %	native Hyaluronsäure aus Hahnenkamm
Natriumhyaluronat	14 mg/ml
Molekulargewicht [Mio. Dalton]	5
Viskosität* [mPas]	ca. 3,3 Mio.
Lagerung [°C]	2° – 25°
Volumen in ml (Spritze)	0,55 ml, PZN 9460499 0,85 ml, PZN 9460507
Haltbarkeit [Monate]	36
Verpackungseinheit	1 sterile Fertigspritze, 27-G-Kanüle